



APPOLON  
BIOTECK



**REF** KSC2-AB69

Invitation expresse à lire  
la notice avant utilisation.

Date : 16/03/2021

Test Diagnostic

# SARS-CoV2 RT-qPCR

Detection du SARS-CoV-2 RNA utilisant la fluorescence RT-qPCR



- 96 tests/kit
- Kit adapté aux prélèvements **nasopharyngés et salivaires** (kit identique pour les 2 types de prélèvements)
- Compatible avec tous les thermocycleurs (Roche, Life Technologies ...)
- Peut être utilisé avec :
  - extraction préalable par billes magnétiques
  - ou lyse chimique préalable dans notre milieu spécifique d'inactivation / lyse / transport
- Temps de PCR : 1h15mn
- Amorces et sondes spécifiques des gènes ORF1ab et N du SARS-CoV-2
- Contrôle interne : amorces et sonde spécifique du gène RNaseP humain
- Contrôle positif : ARN de SARS-CoV-2
- Contrôle négatif : ARN de lignée cellulaire humaine qualifiée sans présence de SARS-CoV-2
- **Conformité CE-IVD**
- Kit fabriqué dans notre usine de Chaponnay en région lyonnaise

205 rue des frères Lumière  
69970 CHAPONNAY  
FRANCE

+33 (0)4 37 57 00 54  
contact@apolonbiotech.com

[www.apolonbiotech.fr](http://www.apolonbiotech.fr)