



APPOLON
BIOTECK



MTL-AB69.FR.BRO.Version001-16/03/2021



REF MTL02-AB69
MTL10-AB69

Invitation expresse à lire
la notice avant utilisation.

Date : 16/03/2021

Milieu de Transport & Lyse

MTL

Inactivation virale, lyse et milieu de conservation



- 100 tests/boîte
- Milieu adapté aux **prélèvements nasopharyngés et salivaires**
- Le milieu permet :
 - le recueil des échantillons biologiques
 - l'inactivation des virus
 - la libération des acides nucléiques viraux par lyse chimique
 - la conservation des acides nucléiques pendant le transport
- Transport possible des échantillons à température ambiante (si réalisation des analyses sous 4h00 ; Sinon : transport à + 4°C)
- Compatible avec notre kit de RT-PCR « SARS-CoV-2 detection kit – KSC2-AB69 »
- Mise en œuvre de la PCR après simple vortexage des tubes primaires
- **Conformité CE-IVD**
- Kit fabriqué dans notre usine de Chaponnay en région lyonnaise

205 rue des frères Lumière
69970 CHAPONNAY
FRANCE

+33 (0)4 37 57 00 54
contact@apolonbiotech.com

www.appolonbiotech.fr