



APPOLON
BIOTECK



REF APSHF

Invitation expresse à lire
la notice avant utilisation.

Date : 05/05/2021

SOLO

Pipeteur

Robot de distribution automatisée

- Robot de distribution automatisé, pour pipetage des tubes primaires vers les plaques de PCR
- Dispositif de pipetage 4 canaux (volume de pipetage paramétrable de 3 μ l à 200 μ l)
- Cônes à filtres pré-stérilisés de 50 μ l fournis sur demande ; approvisionnement garanti sous 48h00
- Cadence : 9 minutes pour le pipetage d'un portoir de 96 patients
- Adapté pour une volumétrie de 1 500 à 4 000 tubes / jour
- Plan de travail pour la disposition de 3 boîtes de pointes, 3 portoirs pour tubes échantillons, 3 plaques de PCR
- Cabine de protection
- Fourni avec scanner de codes-barres portable et ordinateur de contrôle du système
- Agitateur pour 3 portoirs de 96 tubes en option
- **Installation, formation et support technique en temps réel par nos soins**

205 rue des frères Lumière
69970 CHAPONNAY
FRANCE

+33 (0)4 37 57 00 54
contact@apolonbioteck.com

www.appolonbioteck.fr